



INSTRUÇÃO DE USO – TORNEIRA 3 VIAS Rev.00

Indicação de Uso:

A Torneira de 3 vias é utilizada em conjunto com sistemas intravenosos de infusão para fornecer infusão simultânea de dois fluidos intravenosos diferentes, administrar injeções em bolus intravenoso através do local de acesso existente para perfusão intravenosa, coletar amostras de sangue através do local de acesso intravenoso existente, sem uma segunda punção venosa, para acesso sem agulha em pacientes de alto risco. Fornecido estéril e para uso único. O manípulo das torneiras tem identificação por cores, onde azuis são indicadas para uso venoso e vermelhas para indicar uso arterial. É indicada principalmente na UTI, alta dependência unidades e todas as regiões da ala, apenas por profissionais de saúde qualificados. Pode ser usado com os sistemas intra-arterial e intravenoso.

Instruções de Uso:

- Inspeção a embalagem da Torneira 3 vias visualmente para verificar se o pacote está intacto;
- Abrir a embalagem de forma asséptica;
- Gire o manípulo 01 a 02 vezes para lubrificar o sistema;
- Conecte um ou dois dispositivos de infusão nos conectores luer fêmea, conforme necessário;
- Remova a tampa protetora do conector luer macho e gire o manípulo (todas as 3 direções do fluxo devem estar abertas) para retirar todo o ar;
- Após realizar o prime, gire a torneira para a posição fechada (todas as 3 vias devem estar fechadas);
- Adaptar o conector luer slip ou luer lock ao dispositivo de punção venosa e proteja a conexão com fixadores transparente;
- Abra a torneira girando o manípulo giratório, direcionando uma ou duas das setas do conector fêmea para o dispositivo de punção venosa e ajuste o fluxo de infusão;
- Administrar o fluido desejado e avaliar a eficácia da infusão.

*Este dispositivo pode ser conectado a todos os produtos com um conector padrão de 6% conformidade EN 20594-1.

Advertências e Precauções:

- Produto estéril, atóxico e não pirogênico.
- O produto deve ser utilizado de acordo com as instruções de utilização.
- Inspeção visualmente e verifique cuidadosamente o produto e a embalagem antes do uso.
- Checar o prazo de validade do produto, não utilizar o produto após o prazo de validade.
- Não utilizar se embalagem estiver danificada, o produto é garantido estéril, não pirogênico, se a embalagem não tiver sido aberta ou danificada.
- Usar imediatamente após a abertura da embalagem unitária.
- O uso deste produto é restrito a um profissional de saúde qualificado.
- Descartar a torneira após o uso, de acordo com as normas de biossegurança.
- O transporte e o manuseio inadequados podem causar danos estruturais e/ou funcionais do dispositivo ou da embalagem.
- Produto de uso único.
- PROIBIDO REUTILIZAR.
- PROIBIDO REPROCESSAR.

Condições de Transporte e Armazenamento:

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco, seco, com excelente ventilação, sem presença de gases corrosivos, afastado da luz solar, em temperatura ambiente. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz solar, a prova de chuva e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar. Não transportar o produto com materiais tóxicos ou perigosos.

Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos após a data de fabricação.

Fabricante: Lars Medicar PVT LTD. - Índia

Detentor do Registro: Bramed Comércio Hospitalar do Brasil Ltda. R. Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande, Cariacica - ES, 29146-040 www.bramedhospitalar.com.br email: produto@bramedhospitalar.com.br

Responsável Técnica: Simone M M M Garcia – Coren-ES 82157

Nº Registro da Anvisa: 81840549011